


ORTHESE ONDERHOUD

- Een orthese is een therapeutisch hulpmiddel, daarom kan er **NOOIT** garantie gegeven worden op het resultaat van de therapie.
- U kunt de orthese het beste **bewaren** in een doosje.
- U legt de orthese 's avonds in het doosje. U heeft dan een vaste opbergplaats.
- **Aantrekken**: eerst tussen de grote teen, dan tussen de kleine teen en daarna de tenen goed leggen.
- **Uittrekken**: eerst tussen de kleine teen uithalen en daarna tussen de grote teen uithalen. Omdat de orthese bij de kleine teen dunner is en dus kwetsbaarder (kans op scheuren is groter !).
- U draagt de orthese met een sok in de schoen. Draagt u een keer geen sok, dan moet er een band van de schoen over de orthese vallen, omdat u de orthese anders verliest.
- Als het nodig is, mag u de orthese wassen met water en zeep.
- Mocht de orthese kapot gaan of scheuren, kan hij (bijna) altijd gerepareerd worden. Wel alle delen zo veel mogelijk bewaren.
- Neem bij problemen contact op, de orthese kan dan evt. iets veranderd (afgeschuurd) worden.



Hierboven staat de orthese ingetekend. U kunt zo goed zien hoe uw orthese gedragen moet worden.